

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

แนทูรา แบน Accordion Flange™

Natura™ Two-Piece Ostomy System with Accordion Flange™

คำอธิบายผลิตภัณฑ์















แบน Natura™ Skin Barrier with Accordion Flange™ จะช่วยให้สามารถวางนี้ระหว่างแบนและหน้าแปลนในขณะที่ต้องเชื่อมเข้ากับหน้าแปลนได้ ต้องใช้ร่วมกับ
ถุงเก็บ Natura™, Sur-Fit Natura™ หรือ Combihesive™ Natura™ ที่มีขนาดเดียวกัน

หมายเหตุ: มีจำหน่ายในรุ่น Stomahesive™ และ Durahesive™

ข้อบ่งใช้

ใช้เก็บของเสียจากทวารเทียม

วิธีการใช้



1. การเตรียมผิวหนัง

1.1 มือและผิวหนังรอบๆ ทวารเทียมต้องสะอาดแห้ง และปราศจากสารที่มีความมันก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

2. การเตรียมแบน

2.1 เลือกแผ่นที่มีช่วงการตัดที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างที่สุดของรูเปิด (รูปที่ 1a)

2.2 วาดโครงร่างของทวารเทียมที่ถูกต้องลงบนกระดาษหุ้มแบน (รูปที่ 1b)

2.3 ตัดแบนตามขอบด้านนอกของรอยลากโครงร่างที่ขีดไว้ อย่าตัดเลยขอบวงกลมนอกสุด (รูปที่ 1c)

2.4 สอดนิ้วเข้าไปในรูและใช้นิ้วรีดไปตามขอบที่ตัดให้เรียบเพื่อไม่ให้มีขอบแหลมคม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษหุ้มยังคงติดอยู่หลังก่อนก้าว

3. วิธีการใช้แบน (รูปที่ 2)

3.1 ดึงแถบลอกออกจากแบน

3.2 วางปากช่องเปิดของแบนไว้เหนือทวารเทียม

3.3 แปะแบนบนผิวรอบทวารเทียมเป็นเวลา 30 วินาที

3.4 ดึงแถบลอกที่เหลือออกจากแบน

3.5 รีดให้เรียบจนไม่เหลือริ้วรอย

3.6 ใส่ไว้ได้นานตามเท่าที่ยังรู้สึกสบายและติดแน่นดี ระยะเวลาการใช้งานอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล

4. การใช้ถุงเก็บ

4.1 แยกแผ่นฟิล์มของถุงเก็บออกเพื่อปล่อยให้อากาศเข้า (รูปที่ 3)

4.2 ถือหน้าแปลน Accordion Flange™ ด้วยนิ้วสามนิ้วโดยใช้มือทั้งสองข้าง

4.3 จัดวางตำแหน่งหน้าแปลน Accordion Flange™ และหน้าแปลนถุงเก็บให้ตรงกัน (รูปที่ 4)

4.4 ใช้แรงกดเบาๆ รอบๆ เส้นรอบวงของหน้าแปลนจนกว่าจะ "ประกบ" เข้าที่และรู้สึกแนบสนิท โดยเริ่มกดจากบริเวณด้านล่าง

4.5 ดึงถุงเก็บเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดแน่นเข้าที่ดีแล้ว (รูปที่ 5)

5. การปิดถุงเก็บ

5.1 ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิดกั้นถุง InvisiClose™ (รูปที่ 6)


พับส่วนปิดกั้นถุงโดยเริ่มต้นด้วยแถบส่วนปลายจนกระทั่งตัวปิดล็อกซ้อนทับกันสนิท กดตัวปิดล็อกเข้าด้วยกันตลอดความกว้างของปลายส่วนปิดกั้นถุงและบีบจนกระทั่งรู้สึกว่ามีแรงกดแน่นสนิท หากต้องการ กลับด้านถุงเก็บจากข้างในออกมาข้างนอกเพื่อปกปิดส่วนปิดกั้นถุงไว้ (ถุงกระเป๋ามีจำหน่ายเฉพาะสำหรับถุงรุ่น Natura™ + เท่านั้น)

5.2 ถุงระบายออกได้ที่มีตัวหนีบส่วนปิดกั้นถุง: (รูปที่ 7)

5.3 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อก Accuseal™: (รูปที่ 8)

5.4 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 9)

5.5 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบนิ่ม: (รูปที่ 10)



6. การระบายถุงเก็บ

6.1 ถุงระบายออกได้ที่มีส่วนปิดกั้นถุง InvisiClose™ (รูปที่ 11)

ปลดล๊อคปากปิดถุงเก็บและเปิดส่วนปิดกั้นถุงโดยการกดที่สุดปลายแถบต่อเปิดถุงด้วยนิ้วมือ จากนั้นระบายถุงทิ้ง

6.2 ถุงระบายออกได้ที่มีตัวหนีบส่วนปิดกั้นถุง: (รูปที่ 12)

6.3 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกร Accuseal™: (รูปที่ 13)

6.4 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 14)

6.5 ถุงเก็บปัสสาวะที่มีก๊อกแบบนิ่ม: (รูปที่ 10)

7. การเชื่อมต่อกับระบบรองรับปัสสาวะสำหรับกลางคืน:

7.1 ก๊อกร Accuseal™: (รูปที่ 15)

7.2 ก๊อกแบบพับได้: (รูปที่ 16)

7.3 ก๊อกแบบนิ่ม: (รูปที่ 17)

8. ข้อมูลเกี่ยวกับถุงเก็บที่มีตัวกรอง

8.1 ปิดตัวกรองด้วยสติ๊กเกอร์ที่เตรียมไว้ให้เมื่ออาบน้ำ ว่ายน้ำ ฯลฯ

8.2 ถอดออกหลังจากกิจกรรมทางน้ำ

9. วิธีการถอดถุงเก็บออก (รูปที่ 18)

10. วิธีการดึงแบริ่งออก (รูปที่ 19)

การกำจัดทิ้ง

ปฏิบัติตามข้อกำหนด/ข้อบังคับในการกำจัดทิ้งในแต่ละประเทศ

คำเตือน ข้อควรระวัง และ ข้อสังเกต

- ต้องใช้กับถุงเก็บอุจจาระ/ปัสสาวะที่มีขนาดเดียวกัน

- ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะท่อไตโต และกรณีที่ไม่มีการเพาะปัสสาวะ เนื่องจากมีการรายงานทางคลินิกถึงการมีควาบขาวในระบบท่อเก็บปัสสาวะของผู้ป่วยเหล่านี้บ้าง ครั้ง หากตรวจพบก่อนในระบบทางเดินปัสสาวะ ให้ประเมินการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเริ่มให้การรักษาทันทีที่เหมาะสม

- ปลอกหุ้มเทปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังผู้ใช้ที่ใส่ผ้าอ้อม หากเกิดอาการระคายเคือง ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์

- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญควรประเมินความจำเป็นในการใช้แบริ่งที่มีความนุ่มก่อนการใช้

- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ควรนำมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ซ้ำอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาจไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์อีกต่อไป

• วิธีการเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิ 10-30 องศาเซลเซียส เก็บรักษาในที่แห้ง

ปริมาณบรรจุ

ผลิตภัณฑ์รหัส 421454, 421456, 421458, 421460, 421462, 421464 ใน 1 กล่องบรรจุ 10 ชิ้น

©2017 ConvaTec Inc.

™ แสดงถึงเครื่องหมายการค้าของ ConvaTec Inc.

คำอธิบายสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์



หมายถึง รุ่นการผลิต

EXP. DATE หมายถึง วันหมดอายุ

เจ้าของผลิตภัณฑ์

บริษัท คอนวาเทค ลิมิเต็ด, ฟลินท์ไชนด์, สหราชอาณาจักร

ผลิตโดย

บริษัท คอนวาเทค โดมินิกัน รีพับลิค อิงค์, ซาน คริสโตบาล, สาธารณรัฐโดมินิกัน

นำเข้าโดย / ช่องทางการติดต่อ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 9 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02-6147000

1716227TH1 วันที่ออกเอกสาร 8 มีนาคม 2567